



SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Qualidade e tecnologia em suas mãos.

PRODUTOS



Conheça nossa ampla gama de produtos e descubra como podemos ajudar sua empresa a alcançar novos patamares de excelência em cuidados de saúde. Estamos ansiosos para colaborar com você e fazer a diferença juntos!



Unidade Fabril Manaus- AM -BR

EMAIL: SERINGASR@SERINGASR.COM.BR
TEL: +55 (92) 2125-6000
AV. TORQUATO TAPAJÓS 2475, FLORES, MANAUS-
AMAZONAS - CEP: 69058-830



Unidade Fabril Pedro Juan Caballero-PY Centro de Distribuição Ponta Porã-MS

EMAIL DE CONTATO: JERINGAS@JERINGASR.COM.PY
TEL. PY: +595 336 271 844
TEL. BR: +55 (67) 4063-9707
NOSSO ENDEREÇO NO PARAGUAY:
CALLE SALDANHA RODRIGUES, N° 1855, ENTRADA RUTA V
KM 3 - PEDRO JUAN CABALLERO, AMAMBAY - PARAGUAY

Índice

Agulhas/ Needles

Seringas/ Serynges

Coletor Universal/ Universal Collectors

Toucas Descartáveis/ Disposable Caps

Clamp Umbilical / Umbilical Clamp

Cap Luer

Máscaras de Proteção/ Protective Masks

Agulha Hipodérmica

Hypodermic Needle



Agulha Hipodérmica com protetor de segurança




Hypodermic Needle with Safety Cap



- Agulha em aço inoxidável, siliconizada, com bisel trifacetado visando minimizar o desconforto na aplicação.
- Canhas codificadas por cor permite a rápida identificação do calibre.
- Fabricada conforme os padrões da NBR ISO 7864:2020 e 6009:2020.
- Encaixe perfeito para seringas com bico **Luer slip** ou **Luer lock**.
- Disponível com protetor de segurança.

- *Stainless Steel Needle with Silicone Coating and Trifaceted Bevel Aimed at Minimizing Discomfort During Application.*
- *Color-Coded Hub Allows for Quick Identification of Gauge.*
- *Manufactured According to NBR ISO 7864:2020 and 6009:2020 Standards.*
- *Perfect Fit for Syringes with Luer Slip or Luer Lock Tip.*
- *Available with safety cap.*

Medidas disponíveis para ambos os modelos de agulhas/ Available sizes for both needle models.

Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão Hub Color		Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão Hub Color	
0,18x9	34G 3/8"	Laranja/orange		0,7x25	22 G 1"	Preto/black	
0,30x8	30G 5/16"	Amarelo/yellow		0,7x30	22 G 1 1/4"	Preto/black	
0,30x12,7	30 G 1/2"	Amarelo/yellow		0,7x40	22 G 1 1/2"	Preto/black	
0,30x13	30 G 1/2"	Amarelo/yellow		0,8x25	21 G 1" 21	Verde/green	
0,33x13	29 G 1/2"	Vermelho/red		0,8x30	G 1 1/4" 21	Verde/green	
0,38x13	27,5 G 1/2"	Cinza Claro/grey		0,8x40	G 1 1/2"	Verde/green	
0,45x13	27 G 1/2"	Marrom/brown		0,9x20	20 G 3/4"	Amarelo/yellow	
0,55x20	24 G 3/4"	Púrpura Médio/ Medium Purple		0,9x40	20 G 1 1/2"	Amarelo/yellow	
0,6x25	23 G 1"	Azul/blue		1,2x40	18 G 1 1/2"	Rosa/pink	
0,6x30	23 G 1 1/4"	Azul/blue					

* Disponível em outros calibres. Consulte nosso comercial.
* Available in other gauges. Please consult our sales department.

Indicação de uso

Indicada para aspirar, aplicar, injetar, irrigar fl uídos.

Indication of use

Indicated for aspirating, applying, injecting, irrigating fl uids.

Agulhas para Aspiração *Angled Needle for Aspiration*




- Agulha para aspiração e irrigação.
- Modelos: sem bisel, bisel simples e cânula angulada.
- Tubo de aço inoxidável.
- Conector compatível com seringas hipodérmicas e outros dispositivos tipo **luer**.

- *Needle for aspiration and irrigation. Models: without bevel, simple bevel, and angled cannula.*
- *Stainless steel tube. Connector compatible with hypodermic syringes and other luer-type devices.*

Agulha Angulada *Angled Needle*



MODELOS DISPONÍVEIS/Available models

Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão Hub Color	
1,2x25	18 G 1"	Vermelho/red	
0,9x20	20 G 3/4"	Amarelo/yellow	
0,8x25	21 G 1"	Verde/green	
0,7x25	22 G 1"	Preto/black	
0,6x25	23 G 1"	Azul/blue	

Agulha Com Bisel Simples *Single-bevel needle*

MODELOS DISPONÍVEIS/Available models




Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão Hub Color	
1,2x25	18 G 1"	Vermelha/red	



Agulha sem Bisel *Needle without bevel*



MODELOS DISPONÍVEIS/Available models

Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão Hub Color	
1,2x25mm	18 G 1"	Vermelha/red	
0,9x25mm	20 G 1"	Amarelo/yellow	
0,8x25mm	21 G 1"	Verde/green	
0,7x25mm	22 G 1"	Preto/black	

Indicação de uso

Indicada para aspiração, irrigação, preparo e transferência de soluções e medicamentos.

Indication of use

Recommended for aspiration, irrigation, preparation, and transfer of solutions and medications.

SR Insu-fine

Agulha para caneta

- Agulha ultra afiada com bisel trifacetado.
- Cânula de aço inoxidável.
- Penetração e deslize suave.
- Possui lacre garantindo a esterilidade.
- Compatível com todos os tipos de canetas para injeção de insulina disponíveis no mercado.

- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.



Insu-fi ne pen needle

- Ultra-sharp needle with tri-beveled bevel.
- Stainless steel cannula.
- Smooth penetration and glide.
- Has a seal ensuring sterility.
- Compatible with all types of insulin injection pens available on the market.
- Single-use product, sterile, non-toxic, and apyrogenic.

MODELOS DISPONÍVEIS/Available models

Calibre (mm)	Gauge (pol)	Marcação no lacre/ Marking on seal
0,20 x 4	33G 5/32"	Verde/green
0,23 x 4	32G 5/32"	Verde/green
0,23 x 4	32G 5/32"	Verde/green
0,25 x 5	31G 3/16"	Lilás/purple
0,25 x 6	31G 15/64"	Amarelo/yellow
0,25 x 8	31G 3/16"	Azul/blue
0,30 x 8	30G 5/16"	Azul/blue
0,33 x 8	29G 5/16"	Azul/blue
0,33 x 12,7	29G 15/32"	Rosa/pink

Indicação de uso

Indicado para uso único em caneta de injeção para aplicação subcutânea, principalmente insulina

Indication of use

Indicated for single use in injection pen for subcutaneous application, mainly insulin.

SR Dental Fine

Agulha Gingival

- Cânula flexível e bisel trifacetado proporcionam maior conforto ao paciente.
- Cânula de aço inoxidável protegida por capas de agulha e extremidade.
- Penetração e deslize suave.
- Possui lacre garantindo a esterilidade.
- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.



Dental-Fine

Gingival needle

- Flexible cannula and tri-beveled bevel provide greater comfort to the patient.
- Stainless steel cannula protected by needle caps at both ends.
- Smooth penetration and glide.
- Has a seal ensuring sterility.
- Single-use product, sterile, non-toxic, and apyrogenic.

MODELOS DISPONÍVEIS/ Available models

Tamanho/Size	Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão Hub Color	
Extra Curta/ Extra Short	0,30 x 15	30G 19/32"	Amarelo/yellow	
Curta/Short	0,30 x 22	30G 55/64"	Amarelo/yellow	
Longa/Long	0,30 x 30	30G 11/64"	Amarelo/yellow	
Curta/Short	0,40 x 22	30G 55/64"	Cinza médio/ Medium gray	
Longa/Long	0,40 x 30	27 G 1/2"	Cinza médio/ Medium gray	

* Disponível em outros calibres. Consulte nosso comercial/
Available in other gauges. Please consult our sales department.

Indicação de uso

Administração de anestésico na região gengival e em procedimentos Odontológicos.
Compatível com seringas Carpule métrica M6x0,75 Universal (não imperial).

Indication of use

Administration of anesthetic in the gingival region and in dental procedures. Compatible with metric (Universal) M6x0.75 carpule syringes (not imperial).

Microagulha SR Derma

- Agulha para mesoterapia.
- Calibres menores que proporcionam segurança e maior conforto ao paciente.
- Ideal para procedimentos estéticos menos invasivos, aplicados diretamente na camada intermediária da pele, conhecida como mesoderma.
- Bisel trifacetado e lubrificado garante suavidade durante aplicação de medicamentos, vitaminas, toxina botulínica, ácido hialurônico, entre outros.
- Compatível com seringas de bico **Slip** e **Lock**.

SR Meso Needle

- *Needle for mesotherapy.*
- *Smaller gauges that provide safety and greater comfort to the patient.*
- *Ideal for less invasive aesthetic procedures, applied directly to the intermediate layer of the skin, known as the mesoderm.*
- *Tri-beveled and lubricated bevel ensures smoothness during the application of medications, vitamins, botulinum toxin, hyaluronic acid, among others.*
- *Compatible with Slip and Lock tip syringes.*



MODELOS DISPONÍVEIS/Available Models

Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão/ Hub Color	
0,18 x 2 0,18 x 4 0,18 x 6 0,18 x 9	34G	Laranja/orange	
0,20 x 2 0,20 x 4 0,20 x 6	33G	Preto/black	
0,23 x 2 0,23 x 4 0,23 x 6	32G	Verde-escuro/	
0,25 x 2 0,25 x 4 0,25 x 6	31G	Branco/white	
0,30 x 2 0,30 x 4 0,30 x 6	30G	Amarelo/yellow	

Indicação de uso

Aplicação de fluidos/medicamentos em procedimentos de mesoterapia e estéticos.

Indication of use

Application of fluids/medications in mesotherapy and aesthetic procedures.

Agulha para Infusão e Extração

- Ponta com bisel trifacetado.
- Tubo de aço inoxidável.
- Conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos.
- Produto de uso único, estéril, atóxico e siliconizado.

Needle for infusion and Extraction

- *Tri-beveled tip.*
- *Stainless steel tube.*
- *Standard connector adaptable to syringes and other devices.*
- *Single-use product, sterile, non-toxic, and silicone-coated.*



Modelos Disponíveis/ Available models	Registros MS - ANVISA
Agulha Hipodérmica Estéril de Uso Único 1,6x40 mm/0,38x13 mm <i>Sterile Hypodermic Needle for Single Use 1.6x40 mm / 0.38x13 mm</i>	80026180009
Agulha Hipodérmica Estéril de Uso Único com Protetor de Segurança 1,6x40 mm/ 0,38x13 mm <i>Sterile Hypodermic Needle for Single Use with Safety Cap 1.6x40 mm / 0.38x13 mm</i>	80026180051

MODELOS DISPONÍVEIS/ Available models

Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão Hub Color	
1,6x40	16 G 1 1/2"	Branco/white	
0,38x13	27,5 G 1/2"	Cinza Claro/grey	

Indicação de uso

Indicada para infusão e extração de medicamentos.

Indication of use

Indicated for infusion and extraction of medications.

Microcânula SR Derma

- Cânula metálica semi-flexível com ponta romba e abertura lateral ampla.
- Marcadores de profundidade de 10 em 10 mm e indicador da saída do fluido.
- Ponta arredondada e sem corte para deslizamento suave na pele.
- Distribui o produto uniformemente, prevenindo cortes em vasos e nervos, resultando em menos hematomas, maior conforto e precisão na administração de preenchimentos dérmicos.
- Acompanha agulha auxiliar para fazer a incisão na pele.
- Canhão codificado por cor permite a rápida identificação do calibre.

Microcannula Needle SR Derma

- *Semi-flexible metal cannula with blunt tip and wide lateral opening.*
- *Depth markers every 10 mm and fluid exit indicator.*
- *Rounded and non-cutting tip for smooth skin insertion.*
- *Distributes the product evenly, preventing cuts in vessels and nerves, resulting in fewer bruises, greater comfort, and precision in dermal filler administration.*
- *Includes auxiliary needle for making skin incision.*
- *Color-coded hub allows quick gauge identification.*



Cânula semi-flexível
Semi-flexible Cannula



Agulhas Auxiliares
Auxiliary Needles

MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

Microcânula SR Derma/ Microcannula SR Derma			Agulhas Auxiliares Auxiliary Needles (mm)	
Calibre (mm)	Gauge (pol)	Cor do Canhão Hub Color		
1,20x70	18 G	Rosa/pink		1,20 (18G) x 40mm
0,80x50	21 G	Verde/green		0,90 (20G) x 20mm
0,70x50	22 G	Preto/black		0,80 (21G) x 30mm
0,70x70	22 G	Preto/black		0,80 (21G) x 25mm
0,60x50	23 G	Azul/blue		0,70 (22G) x 30mm
0,40x40	27 G	Cinza-médio/ Mediun gray		0,70 (22G) x 25mm
				0,60 (23G) x 25mm
				0,55 (24G) x 20mm
				0,50 (25G) x 16mm
				0,45 (26G) x 13mm

Indicação de uso

Indicada para injeção intradérmica/subcutânea de fluidos em procedimentos estéticos.

Indication of use

Indicated for intradermal/subcutaneous injection of fluids in aesthetic procedures.

Seringa Hipodérmica com protetor de segurança SR 32

- Disponível em vários modelos, com ou sem agulhas.
- Formato anatômico para facilitar o manuseio.
- Deslize suave e estável.
- Cilindro transparente para leitura precisa do volume.
- Sistema de proteção para evitar acidentes após o uso.
- Isenta de látex.
- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.

Hypodermic Syringe

With SR32 Safety Guard

- Available in various models, with or without needles.
- Anatomical shape for easy handling.
- Smooth and stable glide.
- Transparent cylinder for precise volume reading.
- Safety system to prevent accidents after use.
- Latex-free.
- Single-use product, sterile, non-toxic, and pyrogen-free..



MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

Volume	Bicos/Spout	Modelo/Model	Ms-Anvisa
1mL - 3mL - 5mL - 10mL - 20mL e 60mL	Luer slip e Luer lock	Seringa sem agulha com PS/ Syringe without needle with safety feature	80026180054
		Seringa com agulha com PS/ Syringes with needle and safety feature	80026180050
1mL- 3mL- 5mL - 10mL e 20mL	Luer slip e Luer lock	Seringa com agulha com DS/ Syringes with needle with safety device	80026180053
1mL	Luer lock	Seringa com agulha com DS/ Syringes with needle with safety device	80026180036

Indicação de uso

Aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fl uídos.

Indication of use

Applying, injecting, irrigating, aspirating and extracting fl uids.

Seringa Hipodérmica de uso único

- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.
- Cilindro transparente para leitura precisa do volume.
- Possui deslize suave, proporcionando injeções seguras e controladas.
- Agulha em diversos calibres, lubrificada e com bisel trifacetado.
- Modelos com agulhas fixas ou posicionadas na lateral da seringa.

Single-use Hypodermic Syringe

- *Single-use product, sterile, non-toxic, and pyrogen-free.*
- *Transparent barrel for precise volume reading.*
- *Features smooth gliding, providing safe and controlled injections.*
- *Needle available in various gauges, lubricated, and with a triple-bevel tip.*
- *Models with fixed needles or needles positioned on the side of the syringe.*



20 mL Bico Longo
Long Spout
Cód:20033

MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

V olume	Escala numerada/ Numbered Scale	Divisão/Division	Bico/ Spout	Modelo/ Model	MS-ANVISA
1mL	0,1 em 0,1mL	0,01 em 0,01mL	Luer Slip Luer Lock	Seringa sem agulha/ Syringes without needles	80026180002
3mL	0,5 em 0,5mL	0,1 em 0,1mL			
5mL	1,0 em 1,0mL	0,1 em 0,1mL			
10mL	1,0 em 1,0mL	0,2 em 0,2mL		Seringa com agulha/ Syringes with needles	80026180014
20mL	5,0 em 5,0mL	1,0 em 1,0mL			
60mL	10,0 em 10,0mL	1,0 em 1,0mL			

Indicação de uso

Aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos

Indication of use

Applying, injecting, irrigating, aspirating and extracting fluids.

SR PUMP

Seringa para uso em bomba

- Bico do tipo **Luer Lock**.
- Escala com marcação dupla para leitura precisa do volume.
- Pistão em borracha (isento de látex).
- Deslize suave e estável.
- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.

Syringe for use in pump

- **Luer Lock tip.**
- **Scale with dual marking for precise volume reading.**
- **Rubber piston (latex-free).**
- **Smooth and stable glide.**
- **Single-use product, sterile, non-toxic, and apyrogenic.**



MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

Volume	E s c a l a numerada/ Numered scale	Divisão/ Division
5mL	1,0 em 1,0mL	0,1 em 0,1mL
10mL	1,0 em 1,0mL	0,2 em 0,2mL
20mL	5,0 em 5,0mL	1,0 em 1,0mL
50mL	10,0 em 10,0mL	1,0 em 1,0mL

Indicação de uso

Extrair, aplicar e injetar fluidos através de uma bomba de seringa.

Indication of use

Extracting, applying and injecting fluids through a syringe pump.

SR Insufine

Seringa para insulina com agulha fixa

- Volumes disponíveis: 0,3mL (30 UI), 0,5mL (50 UI) ou 1,0mL (100 UI).
- Agulha ultra afiada, fixa e com bisel trifacetado.
- Deslize suave e estável.
- Espaço morto (residual) de 0,01 mL.
- Possui stop.
- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.

Insulin syringe

with fixed needle

- Available volumes: 0.3 mL (30 IU), 0.5 mL (50 IU), or 1.0 mL (100 IU).
- Ultra-sharp, fixed needle with tri-beveled bevel.
- Smooth and stable glide.
- Dead space (residual) of 0.01 mL.
- Has a stop.
- Single-use product, sterile, non-toxic, and apyrogenic.



MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

Tipos de seringa	Limite espaço morto (Residual)
Tipo 7: seringa com agulha fixa e embalada unitariamente	0,01 mL
Tipo 8: seringa com agulha fixa com capas de protetoras das extremidades e embalada	0,01 mL

Types of insulin	Space limit dead (Residual)
Type 7: syringe xa needle and packaged unitarily .	0,01 ml
Type 8: syringe with xa needle with protective end caps and packed.	0,01 ml

Seringa/ Syringe	Subdivisão/ Subdivision (mL)	Subdivisão/ Subdivision (UI)
0,3mL	0,01	1
0,5mL	0,01	1
1,0mL	0,02	2

Calibres/Gauge (mm / Pol)		
0,25x6 - 21G 1/4"	0,33x8 - 29G 5/16"	0,33x12,7 - 29G 1/2"
0,30x8 - 30G 5/16"	0,30x12,7 - 30G 1/2"	0,45x13 - 26G 1/2"

Indicação de uso

Destina-se à injeção subcutânea de insulina. O produto está disponível nos volumes de 0,3mL, 0,5mL e 1mL.

Indication of use

It is intended for subcutaneous injection of insulin. The product is available in volumes of 0.3mL, 0.5mL and 1mL.

Seringa para Insulina

- Seringa de Insulina de Uso Único.
- Capacidade de 100 UI.
- Linhas de graduação subdivididas em 0,02 mL (2 UI).
- Material transparente e atóxico.
- Graduação nítida e permanente.
- Agulha fixa, trifacetada e lubrificada.

Insulin Syringe

- *Single-Use Insulin Syringe.*
- *Capacity of 100 IU.*
- *Graduation lines subdivided into 0.02 mL (2 IU).*
- *Made of transparent, non-toxic material.*
- *Clear and permanent graduation.*
- *Fixed, tri-beveled, and lubricated needle.*

MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

MODELO	MS - ANVISA
Seringa sem agulha e sem protetor de segurança	80026180025
Seringa com agulha e sem protetor de segurança	80026180015 e 80026180048
Seringa sem agulha e com protetor de segurança	80026180056
Seringa com agulha e com protetor de segurança	80026180055

TIPOS DE INSULINA	LIMITE ESPAÇO MORTO (RESIDUAL)
TIPO 1: seringa com conicidade 6% sem agulha	0,07 mL
TIPO 3: seringa com conicidade 6% com agulha desconectada ou desconectável	0,10 mL



MODELS	MS - ANVISA
Needleless syringe without safety shield	80026180025
• Syringe with needle and	80026180015 e 80026180048
Needleless syringe with safety shield	80026180056
Syringe with needle and with safety shield	80026180055

Types of Insulin	Dead Space Limit (Residual)
Type 1: syringe with 6% taper without needle	0,07 mL
TYPE 3: syringe with 6% taper with detached or detachable needle	0,10 mL

Indicação de uso

Destina-se à injeção subcutânea de Insulina.

Indication of use

It is intended for subcutaneous injection of Insulin.

Seringa Oral -Enteral

- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.
- Marcação lilás para evitar possível uso como seringa hipodérmica.
- Disponível em 2 opções de bicos:
BigLock e **ENFit®**, incompatíveis com a conexão do tipo **Luer**, evitando a administração acidental de medicamentos ou outras substâncias.
- Possui tampa para auxílio na movimentação de soluções, adaptador universal (conector) e adaptador de frascos para dosador.



Bico ENFit®
ENFit® Tip




Cap Adaptador
Dispensing cap

Oral-Enteral Syringe

- *Single-use product, sterile, non-toxic, and pyrogen-free.*
- *Transparent cylinder for precise reading of the scale/volume.*
- *Lilac marking to prevent possible use as a hypodermic syringe.*
- *Available in 2 nozzle options: BigLock and ENFit, incompatible with Luer-type connection, preventing accidental administration of medications or other substances.*
- *Includes a cap for solution handling assistance, universal adapter (connector), and bottle adapter for dosing.*

Modelos Disponíveis/Available Models

Bicos/Tip	V olume	Numerador/ Numerator	Divisão/ Division
BigLock/ ENFit®	3mL	0,5 em 0,5mL	0,1 em 0,1mL
BigLock/ ENFit®	5mL	1,0 em 1,0mL	0,2 em 0,2mL
BigLock/ ENFit®	10mL	2,0 em 2,0mL	1,0 em 1,0mL
BigLock/ ENFit®	20mL	5,0 em 5,0mL	1,0 em 1,0mL
BigLock	60mL	10,0 em 10,0mL	1,0 em 1,0mL



Bico BIGLOCK



Adaptador Universal e Cap
Universal adapter and Cap

Indicação de uso

Aspiração e injeção de líquidos, soluções e alimentação oral/enteral.

Indication of use

Aspiration and injection of liquids, solutions, and oral/enteral feeding.

Seringa Oral Fotossensível SR

- Seringa para alimentação oral/enteral de uso único, atóxica, apirrogênica, esterilizadas a óxido de etileno.
- Oferece proteção para medicamentos fotossensíveis;
- Graduação em mL nítida e resistente;
- Bico em diâmetro maior para evitar o encaixe de agulhas e visa assegurar a conexão com os conectores para alimentação enteral;
- Com tampa de encaixe e vedação para evitar vazamentos e facilitar o manuseio de soluções;
- Pistão de duplo contato para vedação hermética.

Photosensitive Oral syringe

Syringe for single-use orallenteral feeding, non-toxic, pyrogen-free, sterilized with ethylene oxide. •Provides protection for photosensitive medications; •Clear and durable mL graduation; •Larger diameter tip to prevent needle insertion and ensure connection with enteral feeding connectors; •With snap-on cap and seal to prevent leaks and facilitate handling of solutions; •Double-contact piston for a hermetic seal.



MODELOS DISPONÍVEIS/Available Models

Volumes	Numerador	Divisão
3mL BigLock Oral/Enteral	0,5 em 0,5 mL	0,1 em 0,1 mL
5mL BigLock Oral/Enteral	1,0 em 1,0 mL	0,2 em 0,2 mL
10mL BigLock Oral/Enteral	2,0 em 2,0 mL	1,0 em 1,0 mL
20mL BigLock Oral/Enteral	5,0 em 5,0 mL	1,0 em 1,0 mL



Bico BigLock

Indicação de uso

Seringa para aspiração e injeção de líquidos e alimentação oral/enteral. Recomendada para alimentação por sonda enteral, administração de líquidos/soluções por tubos de alimentação e medicamentos.

Indications for use

Usage indication: Syringe for aspiration and injection of liquids and orallenteral feeding. Recommended for enteral feeding, administration of fluids/solutions through feeding tubes, and medication administration.

Seringa Epidural

- Escala de graduação com alto grau de precisão.
- Deslize suave e contínuo com uma trava que impede o movimento livre do êmbolo.
- Disponível nos modelos: bico **Slip** e bico **Lock**.
- Êmbolo com pistão de borracha firmemente fixado à haste, evitando deslocamentos e vazamentos durante a aspiração.
- Pistão de duplo contato para vedação hermética.

Epidural Syringe

- Graduation scale with a high degree of precision.
- Smooth and continuous glide with a lock that prevents free movement of the plunger.
- Available in Slip and Lock tip models.
- Plunger with rubber piston firmly attached to the rod, preventing displacement and leaks during aspiration.
- Double-contact piston for a hermetic seal.



MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

Volume	Numerador/ Numerator	Divi são/Division	Registro ANVISA/ Registration ANVISA
5ml	1,0 em 1,0mL	0,5 em 0,5mL	80026180060
10ml	5,0 em 5mL	1,0 em 1,0mL	
20ml	5,0 em 5,0mL	1,0 em 1,0mL	
50mL	10 em 10mL	1,0 em 1,0mL	

Indicações de uso

Indicada para aplicação de anestesia epidural.

Indication of use


Indicated for epidural anesthesia application.

Seringa Cateter

- Desenvolvidas para aspiração e injeção de grandes volumes líquidos e soluções, e alimentação enteral durante procedimentos médicos.
- Dotadas de bicos tipo sonda, impossibilitando a conexão com qualquer dispositivo intravenoso, eliminando o risco de danos aos pacientes por conexão acidental.
- Sem agulha, bico tipo cateter, estéril.
- Corpo transparente com escala.
- Cilindro com anel de retenção.
- Lubrificada.

Catheter Syringe

- *Developed for aspiration and injection of large liquid volumes and solutions, as well as enteral feeding during medical procedures.*
- *Equipped with probe-type nozzles, preventing connection with any intravenous device, thus eliminating the risk of patient harm from accidental connection.*
- *Needleless, catheter-type tip, sterile.*
- *Transparent body with scale for measurement.*
- *Cylinder with retention ring.*
- *Lubricated.*



MODELOS DISPONÍVEIS/Available Models

Modelos/Models	Numerador/ Numerator	Divi são/ Division
Seringa Cateter 60mL	10,0 em 10,0mL	1,0 em 1,0mL

Indicação de uso

Aspiração e administração de volumes líquidos, soluções e alimentação oral/enteral.

Indication of use

Aspiration and administration of liquid volumes, solutions and oral/enteral feeding.

Kit SR Stetic

- Produto de uso único, seguro, atóxico, apirogênico e esterilizado com óxido de etileno.
- Contém: 01 seringa 1mL LS/LL, 01 agulha para aspiração e 01 agulha para microinjeção.
- Pistão com encaixe perfeito e vedação hermética.
- Escala de medição de alta precisão e nitidez.
- Internamente lubrificada para manipulação suave e precisa de medicamentos.
- Agulha ultra afiada para minimizar desconforto durante a aplicação, com lubrificação para facilitar penetração e deslizamento.

Kit SR Stetic

- *Single-use product, safe, non-toxic, pyrogen-free, and sterilized with ethylene oxide.*
- *Contains: 01 syringe 1mL LS/LL, 01 aspiration needle, and 01 microinjection needle.*
- *Perfect fitting piston with hermetic sealing. • High precision and sharp measurement scale. • Internally lubricated for smooth and precise handling of medications.*
- *Ultra-sharp needle to minimize discomfort during application, with lubrication for easy penetration and sliding.*



MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

Modelos/Models	Bico/Tip	Agulha Hip.(Fina)/ Hypodermic needle	Agulha Hip. p/ Aspiração/ Hypodermic needle for aspiration	Numerador/ Numerator	Divi são/ Division
Seringas 1mL Supera	Luer Slip Luer Lock	0,18x9(34G)	0,45x13(26G)	0,1 em 0,1mL	0,01 em 0,01mL
			0,50x16(25G)		
		0,25x8(31G)	0,60x25(23G)		
		0,30x13(30G)	0,7x25(22G)		
			0,8x25(21G)		

Indicação de uso


Indicado para aplicação de fluidos/medicamentos em procedimentos estéticos.

Indication of use

Recommended for application of fluids/medications in aesthetic procedures.

Seringa Cristal – Policarbonato

- Cilindro em Policarbonato de alta transparência.
- Movimento livre e suave do êmbolo.
- Seringa ideal para: medicina estética, neuro-radiologia, neonatal, angiologia, pediatria e reprodução humana.
- Volume residual máximo de 0,007 mL.



Crystal Syringe - Polycarbonate

- *High transparency Polycarbonate cylinder.*
- *Smooth and free movement of the plunger.*
- *Ideal syringe for: aesthetic medicine, neuro-radiology, neonatology, angiology, pediatrics, and human reproduction.*
- *Maximum residual volume of 0.007 mL.*



MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

Modelos/Models	Numerador/ Numerator	Divi são/ Division
Seringa Cristal Policarbonato com pistão cônico/ Crystal Polycarbonate Syringe with conical plunger	0,1 em 0,1mL	0,01 em 0,01mL
Seringa Cristal Policarbonato com pistão residual zero/ Crystal Polycarbonate Syringe with zero dead space plunger		

Indicações de uso

Recomendadas para administração e remoção de fluidos manualmente ou com bombas de seringa. A seringa hipodérmica de policarbonato é indicada para aplicação, injeção, irrigação, aspiração e extração de fluidos

Indication of use

Recommended for the manual administration and removal of fluids or with syringe pumps. The polycarbonate hypodermic syringe is indicated for application, injection, irrigation, aspiration, and fluid extraction.

SERINGA SR IMUNIZA

- Possui volume residual zero, ou seja, sem perda de medicamento.
- Movimento suave ao longo do cilindro para facilitar injeções seguras e controladas.
- Escala de graduação com alto grau de precisão e números legíveis;
- Agulha ultra afiada de bisel trifacetado para minimizar o desconforto.

Syringe SR Immunizes



- *Zero residual volume, meaning no medication loss.*
- *Smooth movement along the cylinder for easy and controlled injections.*
- *Graduated scale with high precision and readable numbers.*
- *Ultra-sharp needle with a three-bevel facet to minimize discomfort.*



MODELOS DISPONÍVEIS/AVAILABLE MODELS

Volume	Agulha/ Needle	Registro ANVISA/ ANVISA Registration
Seringas com agulha fixa (Corpo único)/ Syringes with Fixed Needle (Single-body):	0,8x25	80026189014
	0,7x25	
	0,6x25	
	0,55x20	
	0,45x13	
	0,45x10	
	0,40x13	
	0,33x13	
	0,33x12,7	
	0,30x13	
	0,30x12,7	
	0,33x8	
	0,30x8	
	0,30x6	
	0,30x5	
	0,25x8	
0,5mL	0,25x6	
1,0mL	0,25x5	
	0,23x12	
	0,20x12	

Comparação: Volume Residual em seringas de 1mL/ Comparison: Residual Volume in 1mL Syringes

Seringas Hipodérmica Padrão/ Hypodermic Syringe Standard	Seringa Corpo Único/ Single-body syringes
	
Agulha padrão destacável/ Standard Detachable Needle	Agulha Fixa/ Fixed Needle
Alto Volume Residual/ High Volume Residual	Baixo Volume Residual/ Low Volume Residual
0,04mL	0,01mL

Indicação de uso

Seringa com agulha fixa de uso único SR Imuniza, estéril, atóxica e apirrogênica. Indicada para inserir, aplicar, irrigar, injetar e aspirar vacina, medicamentos.

Indication of use

Syringe with fixed needle for single use SR Immuniza, sterile, non-toxic and non-pyrogenic, indicated for inserting, applying, irrigating, injecting and aspirating vaccines and medications.

LUTAMOS CONTRA O COVID-19

Durante a pandemia, nossa produção seguiu inabalável, 100% ativa, dedicada a fornecer seringas de qualidade para salvar vidas. Comprometimento constante com a segurança e o bem-estar daqueles que confiam em nós.

WE FIGHT AGAINST COVID-19.

During the pandemic, our production remained unwavering, 100% active, dedicated to providing quality syringes to save lives. Constant commitment to the safety and well-being of those who trust us.



SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Qualidade e tecnologia em suas mãos.



SR Supera Seringa para Vacina


- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.
- Possui desliz suave, proporcionando injeções seguras e controladas.
- Pistão de inserção com residual zero – sem perda de medicamento.
- Agulha em diversos calibres, lubrificada e com bisel trifacetado.
- Modelos com agulhas fixas ou posicionadas na lateral da seringa.
- Sistema de proteção para evitar acidentes após o uso.

Syringe for Vaccine with Needle

- *Single-use product, sterile, non-toxic, and pyrogen-free.*
- *Features smooth gliding, providing safe and controlled injections.*
- *Zero residual insertion piston - no medication loss.*
- *Needle available in various gauges, lubricated, and with a triple-bevel tip.*
- *Models with fixed needles or needles positioned on the side of the syringe.*
- *Protection system to prevent accidents after use.*

Comparação: Volume Residual em seringas de 1mL/
Comparison: Residual Volume in 1mL Syringes

Seringas Hipodérmica Padrão/Hypodermic Syringe Standard	Seringa SR Supera/ SR Supera Syringe
	
Agulha padrão destacável/Standard Detachable Needle	Agulha padrão destacável/Standard Detachable Needle
Alto Volume Residual/High Volume Residual	Baixo Volume Residual/ Low Volume Residual
0,04mL	0,02mL



MODELOS DISPONÍVEIS/Available Models

Modelos/ Models	Bico/ Nozzle	MS- ANVISA
Sem agulha / No Needle	Luer Slip/ Luer Lock	80026189012
Com Agulha/ With Needle	Luer Slip/ Luer Lock	80026189009
Com Protetor de Segurança/ With safety shield	Luer Lock	80026189013

Indicação de uso

Inserir, Aplicar, Irrigar, Injetar e Aspirar Vacina e Medicamentos.

Indication of use

Inserting, Applying, Irrigating, Injecting and Aspirating Vaccine and Medicines.

DESEMPENHO DA SERINGA SR SUPERA NA VACINAÇÃO

**CORONAVAC**

Vacina CORONAVAC (5mL):

Seringas Supera SR permitiram 11-12 doses por frasco, em comparação com 10 doses usando outras seringas.

Resultado: 89 pessoas vacinadas com doses planejadas para 80.

CoronaVac Vaccine (5mL):

Supera SR syringes allowed for 11-12 doses per vial, compared to 10 doses using other syringes.

Result: 89 people vaccinated with doses planned for 80.

Vacina ASTRAZENECA (2,5mL):

Seringas Supera SR permitiram 6 doses por frasco, enquanto outras seringas permitiram apenas 5 doses.

Resultado: 48 pessoas vacinadas com doses planejadas para 40.

AstraZeneca Vaccine (2.5mL):

Supera SR syringes allowed for 6 doses per vial, while other syringes allowed only 5 doses.

Result: 48 people vaccinated with doses planned for 40.

**ASTRAZENECA****PFIZER**

Vacina PFIZER (1,8mL):

Seringas Supera SR permitiram 7 doses por frasco, em comparação com 6 doses usando outras seringas.

Resultado: 42 pessoas vacinadas com doses planejadas para 36.

Pfizer Vaccine (1.8mL):

Supera SR syringes allowed for 7 doses per vial, compared to 6 doses using other syringes.

Result: 42 people vaccinated with doses planned for 36.

Coletor Universal

- Graduado com visualização externa com capacidade de 80mL, com tampa rosqueável.
- Possui uma boca larga para permitir a fácil colocação do material.
- Dispõe ainda de uma pá para auxiliar na disposição do material das amostras no frasco.
- Ideal para a realização de exames laboratoriais, entre outras utilizações médicas.

Universal Collector

- *Graduated with external visualization, with a capacity of 80mL, with screw-on cap.*
- *It has a wide mouth to allow easy placement of the material.*
- *It also has a spatula to assist in the arrangement of sample material in the bottle.*
- *Ideal for conducting laboratory tests, among other medical uses.*



MODELOS DISPONÍVEIS/ Available Models

Tipos de Coletores/ Types of Collectors	Cor/Color
Coletor Universal 80mL - Estéril/ Universal Collector 80mL - Sterile	Corpo transparente e tampa vermelha/ Transparent body with a red cap
Coletor Universal 80mL - Não Estéril/ Universal Collector 80mL - Non-Sterile	Corpo transparente e tampa Azul/ Transparent body with a blue cap
Coletor Universal 80mL - Não Estéril	Azul, preto ou verde/ Blue, black or Green



Indicação de uso

Indicado para coleta de material para exames.

Indication of use

Indicated for collecting material for exams.

Toucas Descartáveis SR

- Descartáveis, sanfonadas, leves e higiênicas.
- Evitam o contato dos cabelos com diversos tipos de produtos, dentre eles os alimentos, cosméticos, medicamentos e os produtos hospitalares.
- Oferece conforto, ajuste e apresentam elástico especial em todo o perímetro da touca com tamanho único.
- Tecido não tecido: confeccionado em polipropileno com gramatura e cores variáveis.
- Elástico: Peça de nylon texturizado e revestido utilizado para sustentação da touca.

Disposable Caps SR

- *Disposable, accordion-style, lightweight, and hygienic.*
- *Prevent hair contact with various types of products, including food, cosmetics, medicines, and hospital products.*
- *Offers comfort, fit, and features special elastic around the perimeter for a one-size-fits-all cap.*
- *Non-woven fabric: Made of polypropylene with variable weight and colors.*



Indicação de uso


Sevir de barreira física a propagação de microorganismos, além de proteger a cabeça do trabalhador e evitar a queda de cabelos nos produtos evitando assim a contaminação do ambiente.

Indication of use

Serve as a physical barrier to the spread of microorganisms, as well as protecting the worker's head and preventing hair from falling into products, thus avoiding contamination of the environment.

Clamp Umbilical

- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.
- Projetado em design em 'V' e com sistema duplo de travamento.
- Bordas arredondadas e serrilhadas duplamente na parte interna.
- Material resistente e com lacre definitivo.



Umbilical Clamp

- *Product for single use, sterile, non-toxic and non-pyrogenic.*
- *Designed in 'V' design and with double locking system.*
- *Rounded and double-serrated edges on the inside.*
- *Resistant material and with permanent seal.*

Indicação de uso


Indicado para ligadura ou para prender o cordão umbilical de recém-nascidos.

Indication of use

Umbilical Clamp is indicated for Ligation or to fasten the umbilical cord of Newborns.

Epiflex

- Dispositivo de segurança simples, e fácil manuseio e muito seguro.
- Auxilia na manipulação de agulhas hipodérmicas e protege o profissional de acidentes com picadas de agulhas.
- Fabricado conforme orientações da NR32.
- Disponível nas cores: verde, azul, amarelo e transparente.



Epiflex

- *Simple safety device, easy to handle, and very secure.*
- *Aids in the manipulation of hypodermic needles and protects the professional from needlestick accidents.*
- *Manufactured according to NR32 guidelines.*
- *Available in green, blue, yellow, and transparent colors.*

Indicação de uso

Auxilia no manuseio de agulhas hipodérmicas e protege o profissional de acidentes com picadas de agulhas, fabricado conforme orientações da NR32.

Indication of use

Helps in handling hypodermic needles and protects professionals from accidents with needle sticks, manufactured in accordance with NR32 guidelines.

Cap Luer

O cap pode ser utilizado para vedar conexão do tipo macho (Luer Slip, Luer Lock e Enteral), podendo apresentar-se estéril ou não e em embalagem individual ou coletiva, pode ser translúcido ou pigmentado.

Cap Luer

The cap can be used to seal male-type connections (Luer Slip, Luer Lock, and Enteral), it can be sterile or non-sterile, and packaged individually or collectively. It can be translucent or pigmented.



Indicações de uso

Utilizar para vedar o bico de seringas, equipos e conexões tipo macho (Luer slip, Luer lock e Cateter) durante o manuseio, transporte e intervalos das administrações de medicações intermitentes.

Indication of use

Use to seal the nozzle of syringes, equipment and male-type connections (Luer slip, Luer lock and Catheter) during handling, transport and intervals of administration of intermittent medications

CAP ADAPTADOR ORAL/ENTERAL SR

- CAP Adaptador Oral/Enteral, apirogênico e esterilizado a óxido de etileno.
- Confeccionado em borracha termoplástica, atóxica, inerte e flexível.
- Compatível com diversos diâmetros de bocais (11 a 22mm).
- Conexões seguras (livre de vazamentos) compatível com bicos/conexões BigLock e EnFit® (Oral/Enteral).

SR Oral/Enteral Adapter Cap

- *Oral/Enteral Adapter Cap, pyrogen-free and sterilized with ethylene oxide.*
- *Made of thermoplastic rubber, non-toxic, inert, and flexible.*
- *Compatible with various diameters of nozzles (11 to 22mm).*
- *Secure connections (leak-free) compatible with BigLock and EnFit® (Oral/Enteral) nozzles/connections.*



Indicação de uso

Indicado para administração de medicamentos e soluções enterais de uso geral.

Indication of use

Indicated for the administration of general-use enteral medications and solutions.

Máscaras SR-Protect Fine

- Desenvolvidas para fornecer qualidade, conforto e proteção ao usuário.
- Clipe Nasal revestido, elástico resistente com ajuste perfeito.
- Soldada eletronicamente por ultrassom.
- Composição em conformidade com as especificações para a área da saúde.
- Antisséptica, hipoalergênica, atóxica e com boa resistência mecânica.

Mask SR - Protect Fine

- *Developed to provide quality, comfort, and protection to the user.*
- *Coated nasal clip, resistant elastic, perfect fit.*
- *Electronically welded by ultrasound.*
- *Composition in accordance with specifications for the healthcare area.*
- *Antiseptic, hypoallergenic, non-toxic, and good mechanical resistance.*



MÁSCARA SR N95 (PFF-2S)/ Masks SR N95 (PFF-2S)

- 5 camadas de proteção.
- Eficiência de filtração bacteriológica e de partículas: >98%.
- **5 layers of protection.**
- **Bacterial and particle filtration efficiency: >98%.**



MÁSCARA SR TRIPLA/ TRIPLE SR MASK

- 3 camadas de proteção.
- Atende as exigências da NBR-ISO15052:2021.
- **3 layers of protection.**
- **Meets the requirements of NBR-ISO15052:2021.**

Indicações de uso

Indicado para proteção contra as partículas de transmissão aérea por gotículas de fluidos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias.

Indication of use

Indicated for protection against airborne particles by droplets of body fluids that may reach the respiratory tract.


SERINGA CRISTAL PARA HARMONIZAÇÃO FACIAL - SR FACELIFT

Contém:

- 01 Seringa 1mL Cristal Luer Lock
- 01 Agulha Hipodérmica (para Aspiração)
- 02 Agulhas Hipodérmicas (Microinjeção)

Contains:

- 01 Crystal 1mL Luer Lock Syringe
- 01 Hypodermic Needle (for Aspiration)
- 02 Hypodermic Needles (for Microinjection)




SERINGA PARA HARMONIZAÇÃO FACIAL - SR FACELIFT

Contém:

- 01 Seringa 1mL Supera Luer Lock/Luer Slip
- 01 Agulha Hipodérmica (para Aspiração)
- 02 Agulhas Hipodérmicas (Microinjeção)

Contains:

- 01 Supera 1mL Luer Lock/Luer Slip Syringe
- 01 Hypodermic Needle (for Aspiration)
- 02 Hypodermic Needles (for Microinjection)



- Seringas possui um volume residual zero, sem perda de medicamentos/fluidos.
- Agulha maior para preparação de medicamentos e agulha menor para microinjeção.
- Indicado para procedimentos estéticos.

- Zero residual volume syringes – no loss of medication/fluids
- Larger needle for medication preparation
- Smaller needle for microinjection
- Recommended for aesthetic procedures

SERINGA PARA HARMONIZAÇÃO FACIAL - SR FACEFINE

A seringa com Resíduo Zero é ideal para harmonização facial, oferecendo:

- Alta precisão na aplicação de ácido hialurônico, essencial em áreas pequenas como lábios e olheiras.
- Entrega completa da toxina botulínica, otimizando resultados e evitando variações de dose.
- Menor perda de bioestimuladores (como Sculptra e Radiesse), reduzindo custos por desperdício.
- Redução significativa do desperdício, eliminando praticamente o espaço morto.
- Mais segurança e controle para o profissional, com dosagens exatas e previsíveis.

Volumes disponíveis: 0,3mL, 0,5mL e 1mL



Indicated for the application of medications/fluids in aesthetic procedures.

The Zero Residual Syringe is ideal for facial harmonization, offering:

- High precision in hyaluronic acid injections, especially in delicate areas like lips, tear troughs, and nasal dorsum.
- Complete delivery of botulinum toxin, ensuring consistent dosing and optimized clinical results.
- Minimized loss of biostimulators (such as Sculptra and Radiesse), reducing product waste and treatment costs.
- Significant reduction of waste, virtually eliminating dead space.
- Greater safety and control for professionals, with accurate and predictable dosing.

Available volumes: 0,3mL, 0,5mL, and 1mL

ADAPTADOR DE TRANSFERÊNCIA

Adaptador de transferência, projetado para conectar duas seringas com eficiência, facilitando a transferência segura e prática ou a mistura de fluidos com precisão. Ideal para otimizar processos e garantir resultados confiáveis.

Transfer adapter, designed to efficiently connect two syringes, facilitating safe and practical transfer or precise mixing of fluids. Ideal for optimizing processes and ensuring reliable results.



Investimos em sustentabilidade e energia limpa.

A empresa Saldanha Rodrigues, no Polo Industrial, se destaca por investir em energia limpa, especialmente energia fotovoltaica, com 2.344 painéis solares gerando 1,3GWh/ano, reduzindo CO2 em 16,8 toneladas. Com uma demanda de 1.600kW, é pioneira em abastecer todo o seu consumo com fonte renovável, detendo o Selo Verde da 2W Energy e reconhecimento da Zero Carbon, contribuindo para reduzir 15,8 toneladas de CO2.

We invest in sustainability and clean energy.

The company Saldanha Rodrigues, in the Industrial Pole, stands out for investing in clean energy, especially photovoltaic energy, with 2,344 solar panels generating 1.3GWh/year, reducing CO2 by 16.8 tons. With a demand of 1,600kW, it is a pioneer in supplying all its consumption with renewable sources, holding the Green Seal from 2W Energy and recognition from Zero Carbon, contributing to reducing 15.8 tons of CO2.



Consulte nosso comercial, temos
outras soluções para oferecer!



SALDANHA RODRIGUES LTDA.
Qualidade e tecnologia em suas mãos.

Fabricante

Fones: Geral (92) 2125-6000

E-mail: vendas@seringasr.com.br

Central de Relacionamento com o Cliente:

crc@seringasr.com.br

 [@SR_SaldanhaRodrigues](https://www.youtube.com/@SR_SaldanhaRodrigues)

 [@saldanharodrigues](https://www.instagram.com/saldanharodrigues)

