



Compressas de Gaze Estéril

Contém **10** unidades



11 Fios
por cm²

5 Dobras | 8 Camadas 7,5cm x 7,5cm

Fabricado por:

ABL Indústria, Comércio Atacadista, Importação e Exportação LTDA.
Av. Airon Wellington de Andrade, nº15 D, Galpão D, Bairro: Distrito Industrial,
Bezerros-PE. CEP: 55.660-00. CNPJ: 43.945.150/0001-80

Responsável Técnica:

Luciana Freire Gomes Bezerra **CRF/PE: 3646**

Registro Anvisa M/S: 82382510001

Validade: 5 anos a partir da data de esterilização.



Sac: **81 3090.2800**
qualidade.abl@gmail.com

INDICAÇÕES DE USO

Indicadas para absorção de líquidos ou secreções e curativos em geral.

INSTRUÇÕES DE USO

Lave as mãos de forma asséptica e calce luvas de procedimento ou luvas cirúrgicas;
Abra o pacote de compressa de gaze;
Utilize para remoção de líquidos ou secreções em curativos de forma geral;
Descarte em local apropriado.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado por Óxido de Etileno.
A esterilidade é assegurada enquanto a embalagem não for danificada, aberta ou molhada.

ADVERTÊNCIAS

Artigo médico de uso único. Destruir após o uso.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, limpo, fresco e em temperatura entre 4°C e 40°C. Manter o produto em sua embalagem original até o momento do uso para proteção contra poeira e contaminantes.