



PRODUTOS PARA SAÚDE

Compressas de Gaze Não Estéril

INDICAÇÕES DE USO

Indicadas para absorção de líquidos ou secreções e curativos em geral.

INSTRUÇÕES DE USO

Lave as mãos de forma asséptica e calce luvas;
Abra o pacote de compressa de gaze;
Utilize para remoção de líquidos ou secreções
em curativos de forma geral;
Descarte em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS

Artigo médico de uso único. Destruir após o uso.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, limpo, fresco e em temperatura entre 4°C e 40°C. Manter o produto em sua embalagem original até o momento do uso para proteção contra poeira e contaminantes.

☐ 09 Fios/cm²



7 893590 307033

☐ 11 Fios/cm²



7 893590 307042

☐ 13 Fios/cm²



7 893590 307051

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação.

100% Algodão
Alto poder de absorção

7,5cm x 7,5cm

**5 Dobras
8 Camadas**



Fabricado por:
ABL Indústria, Comércio Atacadista e Exportação LTDA.
End.: Av. Airon Wellington de Andrade, 15 - Galvão D,
Distrito Industrial - Bezerros - PE - CEP: 55660-000
CNPJ: 43.945.150/0001-80
SAC: 81 - 3090-2800
sac@ablsaude.com.br

Responsável Técnica:
Luciana Freire Gomes Bezerra CRF/PE: 3646
Registro Anvisa: 82382830004